


## + Intuicyjne oprogramowanie *LP-chrom*<sup>®</sup>

- LP-chrom obsługuje komponenty i systemy HPLC ECOM
- Możliwa **automatyczna i ręczna** integracja widm
- Łatwe tworzenie **metod**, interfejs przyjazny także dla **początkujących**
- Wygoda pracy na komputerach PC oraz tabletach z Windows



### Nasza top 3 oferta:

**47 000 PLN\***



#### ANALITYCZNY Izokratyczny

- Detektor UV-Vis, zakres długości fali **190-600 nm**
- Przepływ **0.02-10.00 ml/min**
- Ciśnienie max. **40 MPa**
- Ręczny dozownik z pętlą 20 µl\*\*
- Organizer na eluenty
- Oprogramowanie chromatograficzne **LP-chrom**
- Rok gwarancji producenta
- Termostat do kolumn Kamush LP32CO gratis\*\*\*

**62 000 PLN\***



#### ANALITYCZNY Gradientowy

- Detektor UV-Vis, zakres długości fali **190-800 nm**
- Gradient czteroskładnikowy
- Przepływ **0.02-10.00 ml/min**
- Ciśnienie max. **40 Mpa**
- Ręczny dozownik z pętlą 20 µl\*\*
- Organizer **z degazerem**
- Oprogramowanie chromatograficzne **LP-chrom**
- Rok gwarancji producenta
- Termostat do kolumn Kamush LP32CO gratis\*\*\*

**58 000 PLN\***



#### PREPARATYWNY Gradientowy

- Detektor UV-Vis DAD, czterozakresowy **200-600 nm**
- Gradient czteroskładnikowy
- Przepływ **0.1-100 ml/min**
- Ciśnienie max. **30 Mpa**
- Ręczny dozownik z pętlą 2 ml\*\*
- Organizer na eluenty
- Oprogramowanie chromatograficzne **LP-chrom**
- Rok gwarancji producenta
- Kolektor frakcji LP030FC gratis\*\*\*

### W ofercie wiele innych konfiguracji zestawów dopasowanych do różnych potrzeb

\*Informacyjne ceny netto, nie stanowią oferty w sensie handlowym. oferty handlowej. Zestawy nie zawierają kolumny oraz komputera.

\*\*Możliwość wyboru innej pętli podczas składania zamówienia.

\*\*\*Termostat lub kolektor frakcji gratis przy zamówieniu bezprzetargowym.

Przedstawicielem handlowym jest Lipopharm.pl, ul. Kościelna 16A, 83-210 Zblewo, oddział w Gdańsku, ul. Bysewska 26B 80-298 Gdańsk.